

ROOTT IMPLANTS SYSTEM

Los implantes compresivos (compressive implants) son implantes de una sola pieza con rosca compresiva.

Se utilizan estos implantes para diferentes casos de restauración, con carga inmediata en el maxilar superior e inferior (con hueso duro y hueso blando) en situaciones donde no hay suficiente tejido óseo.

Pueden utilizarse en combinación junto a implantes basales (basal implants), permitiendo los colgajos y la fijación trans-gingival.


La dirección del pilar del implante una vez implantado, se puede ajustar, angulándole con un instrumento especial, llegando hasta los 15 grados de angulación con respecto del eje del implante.

Pueden utilizarse con precaución para poder crear restauraciones protéticas con implantes unitarios individuales en la zona frontal, zona anterior en aquellos casos donde existe déficit respecto a la anchura del hueso.



Las cualidades e indicaciones de estos implantes de compresión son:

- Carga inmediata
- Excelente estabilidad primaria en todos los tipos de hueso
- Ángulo de inclinación del pilar ajustable
- Resistente ante fracturas óseas
- Rosca compresiva especial



©Dr.Rey Gil

©TRATE AG.

Copyright ©TRATE AG

www.trate.ch

www.antonioreygil.com

	Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,5 mm
8 mm			C4008 	C4508 	C5008 	C5508 
10 mm	C3010 	C3510 	C4010 	C4510 	C5010 	C5510 
12 mm	C3012 	C3512 	C4012 	C4512 	C5012 	C5512 
14 mm	C3014 	C3514 	C4014 	C4514 	C5014 	C5514 
16 mm	C3016 	C3516 				